

NEU

Schulterorthesen zur Immobilisierung

Schulterversorgung mit Konzept



Therapie-Möglichkeiten Schulter

Ihre Therapie mit System

Indikation	Orthesen und Bandagen		Abduktionsgrad				Physikalische Therapie CHATTANOOGA™ INTELECT® NEO	CPM-Bewegungs- schiene ARTROMOT®-S	CHATTANOOGA™ INTELECT® RPW Stoßwelle	INTELECT® F-SW Fokussierte Stoßwelle	INTELECT® High Power Laser HP/L & HPL/S	Hyaluronsäure- therapie HYA-JECT® MINI/TENDON	ARTROSTAR® COMPACT II	Elektrotherapie TENS und Muskel- stimulation	
	Innenrotation	Äußen- rotation	15°	30°	45° oder 60°	15° bis 30°									Innenrotation und Außen- rotation / Abduktion u. Adduktion
Indikation Tendinitis calcarea (Kalkschulter) Schulterschmerz akut/chronisch, Sehnenentzündungen Arthrose (Grad I-IV) Bursitis (Muskelnbehandlung), Muskelarthropathie Schultersteife Gelenksverklebungen Rotatorermanschettentrennung Schulterluxation/Bankert-Läsion (konservativ/operativ) AC-Gelenksprengung (kons/op) subacromiale Humerusfraktur Tuberculum majus-Fraktur (operativ) Schlüsselbeinfrakturen	 DONJOY® PSI PLUS	 AIRCAS™ ARM IMMOBILIZER	 DONJOY® ULTRASLING® III	 DONJOY® PSA-2	 DONJOY® ULTRASLING® III AB	 DONJOY® ULTRASLING® III ER	 DONJOY® ULTRASLING® QUADRANT	 ARTROMOT®-S	 INTELECT® F-SW	 INTELECT® High Power Laser	 HYA-JECT®	 ARTROSTAR® COMPACT II	 Elektrotherapie		
		•	•					•	•	•				•	•
		•	•		•			•	•	•				•	•
		•	•					•	•	•				•	•
		•	•		•			•	•	•				•	•
		•	•					•	•	•				•	•
		•	•		•			•	•	•				•	•
		•	•		•			•	•	•				•	•
		•	•		•			•	•	•				•	•
		•	•		•			•	•	•				•	•

DONJOY® ULTRASLING® QUADRANT

NEU

Eine neue Dimension in der Schulterversorgung



AB Abduktion
AD Adduktion

durch einfache Bedienung
der Abduktionsknöpfe



ER Außenrotation **IR** Innenrotation

sowie Oberarmlänge individuell durch
Betätigen eines Drehrads einstellbar



M Mobilisation des Ellenbogens

Betätigen des Drehknopfes ermöglicht die
Freigabe des Ellenbogens. Beugt Ellenbogen-
steife vor und fördert die Durchblutung.



**Kühl anführendes,
antibakterielles Material**

mit einer langen Haltbarkeit

**Freiliegendes
Ellenbogengelenk**

ermöglicht Luftzufuhr
und entlastet das Ellen-
bogengelenk



Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, verstellbar in 4 Bewegungsrichtungen

Merkmale:

- Eine Größe pro Seite
- Individuell und werkzeuglos einstellbar
- Einfache und schnelle Handhabung
- Hohe Stabilität sichert Behandlungserfolg

Indikationen:

- Konservative und postoperative Therapie von Schultergelenkverletzungen
- Deckt alle Indikationen des Schultergelenks ab

Die klassische Schulterversorgung

Die moderne Schulterversorgung

Abduktionsgrad

DONJOY® ULTRASLING III AB

HMV-Nr. 23.09.04.0035

- Ruhigstellung in 45° und 60° Abduktion



DONJOY® PSA-2

HMV-Nr. 23.09.04.0017

- Ruhigstellung in 30° Abduktion



DONJOY® ULTRASLING III

HMV-Nr. 23.09.04.0034

- Ruhigstellung in 10° bis 15° Abduktion



AIRCAST® ARM IMMOBILIZER

HMV-Nr. 23.09.01.0017

- Ruhigstellung in Innenrotation



DONJOY® PSI PLUS

HMV-Nr. 23.09.01.0023

- Ruhigstellung in Innenrotation



DONJOY® ULTRASLING III ER

HMV-Nr. 23.09.04.0060

- Ruhigstellung in 15° oder 30°/45° Außenrotation



DONJOY® ULTRASLING QUADRANT

HMV-Nr. 23.09.01.2008

- All-in-One-Design
Deckt alle Einstellungen und Indikationen ab
- Eine Größe pro Seite
- Schulter wird von der Hüfte gestützt
- Ellenbogen freigebbar



